


咀嚼力判定ガム




咀嚼力を評価します




咀嚼力判定ガムを2分間(義歯の場合は3分間)噛み、ガムの色で判定します。ガムに溶け込んでいる酸味料が咀嚼によって溶け出し、それが唾液の緩衝作用によってアルカリ性となり、色を発色する仕組みになっています。

*入れ歯に付着しにくいガムベースを使用していますが、すべての方の入れ歯に付着しない訳ではありません。

お食事マップ



咀嚼力判定



*食品について該当するものがない場合は、類似品を選んでください。